

Sprechende Taster



Auch Personen ohne Sprachvermögen können mit relativ einfachen Mitteln kommunizieren. Wir bieten dazu verschiedene Lösungen für den individuellen Bedarf:

Die Geräte verfügen über einen Sprachspeicher, der wie bei einem Diktiergerät besprochen werden kann. Diese Aufnahme kann dann über einen Druck auf den Taster abgespielt werden. Die Aufnahme lässt sich beliebig oft ändern und damit an neue Situationen anpassen.



Der New BIGmack wird mit verschiedenen Tasterabdeckungen in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau geliefert. Die neue Technologie des BIGmack bietet eine verbesserte Soundqualität, 40% mehr Aufnahmezeit sowie 25% längere Batterielaufzeit. Der BIGmack ist ein bewährtes Standardhilfsmittel für die Kommunikationsanbahnung. Der Taster gibt beim Auslösen eine abgespeicherte Sprachmitteilung oder ein Geräusch wieder. Die Mitteilung kann jederzeit neu aufgenommen und der Situation angepasst werden. Durch seine große, in verschiedenen Farben erhältliche Oberfläche eignet sich der BIGmack besonders für Menschen mit visuellen und kognitiven Einschränkungen. Mit diesem Hilfsmittel lassen sich auch adaptierte Spielzeuge ansteuern.



Der LITTLEmack spielt auf Knopfdruck eine zuvor abgespeicherte Aufnahme ab. Die Aufnahme kann jederzeit geändert und Situationen angepasst werden. Unter der transparenten Tasterkappe kann ein Symbol angebracht werden. Der LITTLEmack lässt sich auch durch einen externen Taster bedienen. Außerdem ermöglicht der LITTLEmack die Ansteuerung von adaptiertem Spielzeug.



Die neuen BIG Step-by-Step und LITTLE Step-by-Step wurden im Vergleich zu den Vormodellen in vielen Bereichen noch einmal verbessert:

- Die überarbeitete Batteriekappe mit werkzeuglosem Verriegelungsmechanismus, stellt sicher, dass die Klappe an ihrem Platz bleibt, wenn das Gerät in Gebrauch ist, aber leicht zu öffnen ist, wenn Sie die Batterie austauschen müssen
- Die Soft-Touch-Beschichtung sorgt für zusätzliche Griffigkeit beim Halten der Step-by-Step
- Verstärkte und leichter zu bedienende Halterung
- Die Step-by-Step-Taster sind die einfachste und effektivste Methode, um einem Benutzer sequentielle Nachrichten zu übermitteln. Nehmen Sie eine Reihe von Nachrichten auf dem Step-by-Step auf und schon sind Sie startklar. In verschiedenen Stufen können Sie bis zu drei verschiedene Sätze von sequentiellen Nachrichten aufzeichnen, die Sie über den Tag verteilt verwenden können.
- Die Step-by-Step-Taster eignen sich perfekt zum Erzählen einer Geschichte, zum Zählen oder zum Erzählen eines Klopff-Klopf-Witzes. Die Möglichkeiten bei der Verwendung eines Step-by-Step sind endlos.



Sprechende Taster



Der iTalk2 mit Ebenen verbindet zwei sprechende Taster in einem Gehäuse. Er eignet sich sehr gut, um Auswahlmöglichkeiten anzubieten. Durch die Ebenen können bis zu 3 unterschiedliche Auswahlen gespeichert werden. Unter den transparenten Tasterkappen kann ein Symbol oder Foto angebracht werden. Die zwei sprechenden Taster des iTalks können auch jeweils durch einen externen Taster bedient werden oder es können zwei adaptierte Spielzeuge angesteuert werden.



Der iTalk4 mit Ebenen verbindet vier sprechende Taster in einem Gehäuse. Er eignet sich sehr gut, um Auswahlmöglichkeiten anzubieten. Durch die Ebenen können bis zu 3 unterschiedliche Auswahlen gespeichert werden. Unter den transparenten Tasterkappen kann ein Symbol oder Foto angebracht werden. Die vier sprechenden Taster des iTalks können auch jeweils durch einen externen Taster bedient werden oder es können vier adaptierte Spielzeuge angesteuert werden.



Mit dem Smooth Talker lassen sich eine oder mehrere Mitteilungen abspielen und ebenfalls ein adaptiertes Spielzeug bedienen. Das Aufnahmegerät bietet verschiedene Abspiel-Modi an:

- Das Abspielen nacheinander: Um zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen
- Zufällige Wiedergabe mit beliebig vielen Wiederholungen: Zum Beispiel für einen Spielwürfel
- Zufällig mit nur einer Wiederholung: Um beispielsweise Personen aufzurufen, damit alle einmal an der Reihe waren.
- Auswahl: Mit einem zweiten Taster der an den Smooth Talker angeschlossen wird, kann eine Auswahl von zwei Dingen erfolgen.
- Auswahl von mehreren Paaren: Beispielsweise für die Auswahl verschiedener Komponenten für eine Mahlzeit.
- Gesprächführung oder Fragen und Antworten: Durch den zweiten externen Schalter können zwei Personen abwechselnd ein Gespräch führen, oder Fragen und die zugehörigen Antworten abspielen.
- Auditive Aufforderung: Durch einen zweiten Schalter kann ein auditiver Impuls/ Prompt gegeben werden.



Humanelektronik GmbH
Weinsheimer Straße 57a
67547 Worms
fon 06241.49691-0
fax 06241.49691-69

Sie möchten mehr Informationen, Ideen bzw. Anregungen zum Thema Unterstützte Kommunikation? Melden Sie sich ganz einfach kostenfrei bei unserem Newsletter an, einfach QR-Code scannen:



HE-App

Die App für Unterstützte Kommunikation

- Kommunikationshilfen
- UK-Material
- Videos
- u.v.m.

